

Scheda utilizzo pinze da estrazione

801	INCISIVI - CANINI	SUPERIORE
802	INCISIVI - CANINI	SUPERIORE
834	PREMOLARI- ATTACCO PROFONDO	SUPERIORE
807	PREMOLARE	SUPERIORE
852	RADICI	SUPERIORE
835	INCISIVI-CANINI- ATTACCO PROFONDO	SUPERIORE
831	PREMOLARI ATTACCO PROFONDO	SUPERIORE
817R	MOLARE DESTRO	SUPERIORE
818L	MOLARE SINISTRO	SUPERIORE
819	MOLARE DESTRO E SINISTRO	SUPERIORE
866L	MOLARE SINISTRO ATTACCO PROFONDO	SUPERIORE
866R	MOLARE DESTRO ATTACCO PROFONDO	SUPERIORE
867	TERZO MOLARE OTTAVI	SUPERIORE
880C	TERZO MOLARE OTTAVI	SUPERIORE
849	RADICI-ATTACCO PROFONDO	SUPERIORE
897	RADICI ATTACCO PROFONDO	SUPERIORE
851	RADICI	SUPERIORE
851A	RADICI-CANINI	SUPERIORE
846	RADICI	INFERIORE
836	PREMOLARE-INCISIVI- CANINI-ATTACCO BASSO	INFERIORE
822	MOLARI	INFERIORE
873	MOLARI	INFERIORE
871	MOLARI SCORONATI	INFERIORE
808L	MOLARI E OTTAVI SINISTRI	INFERIORE
808R	MOLARI E OTTAVI DESTRO	INFERIORE
879	TERZO MOLARE - OTTAVI	INFERIORE
879A	TERZO MOLARE- OTTAVI	INFERIORE

Scheda utilizzo pinze da estrazione

879B	TERZO MOLARE ATTACCO PROFONDO	INFERIORE
201	LUSSAZIONE ESTRAZ. TERZO MOLARE - OTTAVI	INFERIORE
946	RADICI	SUPERIORE
845	RADICI	INFERIORE
846.00	RADICI	INFERIORE
198	RADICI- PINZA UNIVERSALE	SUPERIORE
997	RADICI	SUPERIORE
197A	RADICI	SUPERIORE
149A	RADICI	SUPERIORE
133	RADICI	INFERIORE
979	TERZO MOLARE	INFERIORE
979C	RADICI	INFERIORE
879C	TERZO MOLARE- ATTACCO PROFONDO	INFERIORE
880	TERZO MOLARE- OTTAVI	SUPERIORE
967A	OTTAVO – TERZO MOLARE	SUPERIORE
934	INCISIVI -CANINI	SUPERIORE
935	PREMOLARI	SUPERIORE
936	INCISIVI-CANINI	INFERIORE
887	SEPARAZIONE MOLARE- SCORONATI-CORONE	INFERIORE
202	SEPARAZIONE MOLARE- SCORONATI-CORONE	INFERIORE
833	RADICI	INFERIORE
833A	RADICI	INFERIORE
975	RADICI	INFERIORE
959	INCISIVI-RADICI	INFERIORE
959A	CENTRALI -RADICI	INFERIORE
133.11	PREMOLARI	INFERIORE
829	INCISIVI-RADICI	SUPERIORE
944B	FRAMMENTI RADICI	SUPERIORE
945B	FRAMMENTI RADICI	INFERIORE
951B	FRAMMENTI RADICI	SUPERIORE
974B	FRAMMENTI RADICI	INFERIORE
701	DENTI DECIDUI-	SUPERIORE

Scheda utilizzo pinze da estrazione

	RADICI	
703	DENTI DECIDUI- MOLARI	SUPERIORI
704	DENTI DECIDUI- PREMOLARE	SUPERIORE
705	DENTI DECIDUI- INCISIVI	SUPERIORE
706	DENTI DECIDUI- MOLARI	INFERIORE
707	DENTI DECIDUI INCISIVI	INFERIORE
708	DENTICI DECIDUI RADICI	INFERIORE


Anatomia denti permanenti

Superiore Dx

1. 3° molare / dente del giudizio
2. 2° molare
3. 1° molare
4. 2° premolare
5. 1° premolare
6. canino
7. incisivo laterale
8. incisivo centrale

Inferiore Dx

25. incisivo centrale
26. incisivo laterale
27. canino
28. 1° premolare
29. 2° premolare
30. 1° molare
31. 2° molare
32. 3° molare / dente del giudizio



Superiore Sx

9. incisivo centrale
10. incisivo laterale
11. canino
12. 1° premolare
13. 2° premolare
14. 1° molare
15. 2° molare
16. 3° molare / dente del giudizio

Inferiore Sx

17. 3° molare / dente del giudizio
18. 2° molare
19. 1° molare
20. 2° premolare
21. 1° premolare
22. canino
23. incisivo laterale
24. incisivo centrale